

Held



Der magnetische Clip hält Gehhilfen überall an Metall. Für Gehstöcke und Unterarmgehstützen von 18-22 mm Durchmesser.


Taler




Der magnetische Taler für die Hosen- oder Jackentasche als praktische Ergänzung für unterwegs. Einfach in die Tasche stecken und der Stock ist aufgeräumt, wenn man mal die Hände frei braucht.



Held-Set



Drei selbstklebende Metallplättchen für die Lieblingsabstellplätze in der Wohnung.



Held-Taler-Set



Held und Taler halten den Stock auch am Rollstuhl

Den Taler mittels der 4 Befestigungslöcher und Kabelbinder an Ihrem Rollator befestigen und los geht's

